

### Liste des matériels et des consommables nécessaires :

#### *Fournitures et Petit matériel :*

- Thermomètre
- Lavette
- Détergent désinfectant en spray
- Glacière

### DEFINITION

Le respect des conditions de stockage, un nettoyage et un entretien régulier des réfrigérateurs

ainsi qu'un contrôle de leur bon fonctionnement par relevé des températures permet une bonne conservation et des médicaments devant être conservés au réfrigérateur.

Le stockage à température ambiante d'un médicament devant être conservé au réfrigérateur accélère sa vitesse de dégradation. A l'inverse, le stockage au réfrigérateur d'un médicament à

conserver à température ambiante est à éviter, car une dégradation du produit ne peut jamais être exclue.

### QUAND ?

#### **Stockage des médicaments :**

- Le relevé des températures est effectué une fois par semaine : le lundi.
- Le dégivrage et le nettoyage doivent être effectués au minimum 4 fois par an par essuyage de l'intérieur après vaporisation. (les traitements doivent être conservés durant l'opération dans la glacière prévue à cet effet)

### QUI ?

L'infirmier

### OÙ ?

A l'infirmierie des UT

### COMMENT ?

## **1 – REFRIGERATEURS DESTINES AU STOCKAGE DES MEDICAMENTS**

### **1.a - Relevé des températures.**

- Le réfrigérateur doit être équipé d'un **thermomètre** adapté fixé ou posé au niveau de l'étagère moyenne.
- Relever la température **une fois par semaine (le lundi)**. Sans toucher au thermomètre.
- Remplir la fiche « Suivi d'entretien et contrôle des températures des réfrigérateurs (stockage des médicaments) ».
- La température du réfrigérateur doit constamment se situer entre **+2 et +8 °C**. Si la température mesurée montre des valeurs hors normes, informer le cadre ou son représentant et procéder comme suit :
  - o Régler le thermostat du réfrigérateur (vers le haut ou vers le bas) et reconstrôler dans les 12h la température à l'intérieur du réfrigérateur.

o Contrôler que la porte du réfrigérateur ferme correctement et que le thermomètre fonctionne bien.

O Si les deux mesures précédentes restent sans résultat, appeler le service technique.

O Prendre contact avec la pharmacie pour connaître la validité des produits stockés.

## 2.b – Stockage.

- **Ne pas surcharger le réfrigérateur** (ne pas stocker au réfrigérateur des médicaments qu'il n'est pas nécessaire de conserver entre +2°C et +8°C : se référer aux préconisations du pharmacien au moment de la livraison des produits.

- Stocker les médicaments avec le plus d'espace possible entre chaque emballage.

- **Ne pas stocker les médicaments dans la porte du réfrigérateur ou dans le bac à légumes** (température > 8°C).

- Eviter tout contact entre les médicaments et le bac réfrigérant ou la paroi du fond du réfrigérateur (température < 2°C, risque de congélation).

- Ne pas utiliser de bac de rangement en plastique à l'intérieur du réfrigérateur (effet « bac à légumes »)

- Ne pas stocker de produits non médicamenteux dans le réfrigérateur (ex. aliments).

## Fiche de suivi d'entretien et de contrôle des températures des réfrigérateurs (stockage des médicaments)

Mois / Année :

Responsable à prévenir en cas de non-conformité : Me TORILLON, IDEC

Périodicité :

- Températures : 1/ semaine : le lundi
- Dégivrage / Nettoyage : Min 4 x / an (*Janvier/Avril/Juillet/Octobre*)

Limites

NB : en cas de T° non conforme, prévenir le cadre ou son représentant

Sem.	Date	T°C	Visa		Sem.	Date	T°C	Visa
1					27			
2					28			
3					29			
4					30			
5					31			
6					32			
7					33			
8					34			
9					35			
10					36			
11					37			
12					38			
13					39			
14					40			
15					41			
16					42			
17					43			
18					44			
19					45			
20					46			
21					47			
22					48			
23					49			
24					50			
25					51			
26					52			

**DEGIVRAGE et NETTOYAGE**

DATE	VISA

<p><b>Nom :</b> <b>Fonction :</b></p> <p><b>Visa :</b></p>	<p><b>Rédacteur</b> Océane Torillon, Infirmière co.</p>	<p><b>Validation</b> Sylvie LACOSTE, Directrice</p>	<p><b>Conformité à la gestion qualité</b> Audrey TINNES, Chargée Qualité</p>
--	---	---	--