



Sur prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualit., quant., datée signée soit application d'un protocole ... médical.....
...pose de sonde vésicale

MATERIEL:

- * matériel aseptie de la muqueuse génitale; savon antiseptique (Bétadinescrub®), eau stérile ou sérum physiologique et solution dermique(Bétadine dermique®), eau stérile pour dilution.
- Compresses stériles
- solution hydro alcoolique (désinfection des mains)
- Gants stériles, tenue propre ou surblouse à U.unique
- Sonde urinaire+ poche stérile (système clos)
- Anesthésiant local (Gel urétral Xylocaïne) sur prescription médicale ou vaseline stérile en monodose pour les sondes siliconées, ou sérum physiologique pour les sondes 100% silicone.
- Seringue avec eau pour préparation injectable (20cc)
- Matériel pour la toilette intime:
 - Gants de toilette à usage unique
 - Bock, bassin
 - Carré de soins
- Plateau détergé/désinfecté

Recommandations pour la maintenance:

- * Garder le système clos
- * **Changement de sonde : sur prescription médicale** en respectant les préconisations des fabricants pour la durée de pose :
Sonde latex siliconée: 2 semaines.
*Sonde 100 % siliconée : 1 mois **
- * Pour prélever des urines, utiliser le site de prélèvement sur la poche après désinfection à la bétadine alcoolique
- * Procéder à une toilette intime quotidienne et après chaque selle au savon doux (antiseptique inutile)
- * Vérifier la position du collecteur
- *Vérifier que le patient soit toujours recalotté
- * **Vidange du sac** toutes les 8 heures, dès que 3/4 plein, avant sortie ou transport. Mettre des gants à usage unique, désinfection du site avec compresses imprégnées d'un produit alcoolique type bétadine alcoolique® avant et après vidange.
** OU selon les recommandations du fabricant.*

Nom :
Fonction :

Visa :

Rédacteur
Sylvie Lacoste

Validation
S.LACOSTE, Directrice

C.Pinganaud Médecin
coordonnateur

Conformité à la gestion qualité
Audrey TINNES,
Chargée Qualité